



CooperVision®
Live Brightly.®

Guide des spécifications du produit



Famille MyDay®

Lentilles jetables journalières MyDay^{MD}



Lentilles cornéennes journalières de haute performance pour porteurs exigeants.

Calendrier de port
Journalières jetables

Options concernant la taille du carton

lot de 90

Matériau / Teneur H₂O
stenfilcon A / 54%

Rayon de courbure 8,4mm
Diamètre 14,2mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Oui

Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
+8,00D à -12,00
(étapes de 0,50D
après +5,00 à
-6,00)

Conception
Asphérique

Lentilles jetables journalières MyDay^{MD} toric



Lentilles cornéennes journalières de haute performance pour les porteurs astigmates.

Calendrier de port
Journalières jetables

Options concernant la taille du carton

lot de 90

Matériau / Teneur H₂O
stenfilcon A / 54%

Rayon de courbure 8,6mm
Diamètre 14,5mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Oui

Teinte de visibilité Oui

Conception
Géométrie optimisée de la lentille torique^{MC}

Puissance sphérique
De Plano à -6,00
(étapes de 0,25D)

Puissance cylindrique
-0,75
-1,25
-1,75

Axe
10°, 20°, 30°, 40°,
50°, 60°, 70°, 80°,
90°, 100°, 110°,
120°, 130°, 140°,
150°, 160°, 170°,
180°

De Plano à -6,00
(étapes de 0,25D)
De -6,50 à -10,00
(étapes de 0,50D)
De +0,50 à +6,00
(étapes de 0,50D)

-2,25

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

De -6,50 à -10,00
(étapes de 0,50D)
De +0,25 à +6,00
(étapes de 0,25D)

-0,75
-1,25
-1,75

10°, 20°, 70°, 80°,
90°, 100°, 110°,
160°, 170°, 180°

Famille clariti[®] 1 day

clariti[®] 1 day



Calendrier de port
Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton
lot de 90

Matériau / Teneur H₂O
somofilcon A / 56%

Rayon de courbure 8,6mm
Diamètre 14,1mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Oui

Teinte de visibilité Non

Puissance sphérique
-0,50D à -10,00D
+0,50D à +8,00D
(étapes de 0,50D après +/-6,00D)

Conception
Asphérique

Forte transmissibilité de l'oxygène,¹ confort, excellent rapport qualité-prix[†] et la praticité d'une lentille cornéennes journalières.

clariti[®] 1 day toric



Calendrier de port
Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton
lot de 30
lot de 90

Matériau / Teneur H₂O
somofilcon A / 56%

Rayon de courbure 8,6mm
Diamètre 14,3mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Oui

Teinte de visibilité Non

Puissance sphérique
Plano à - 6.00D
(étapes de 0,250D)

Puissance cylindrique
-0,75
-1,25
-1,75

Axe
10°, 20°, 30°,
40°, 50°, 60°,
70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°,
130°, 140°, 150°,
160°, 170°, 180°

Conception
Asfærisk

+0,25D à +4,00D
(étapes de 0,25D)

-0,75
-1,25
-1,75

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

Plano à -6,00D
(étapes de 0,25D)

-2,25

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

-6,50 à -9,00
(étapes de 0,50D)

-0,75
-1,25
-1,75

10°, 20°, 60°,
70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°,
160°, 170°, 180°

-6,50 à -9,00
(étapes de 0,50D)

-2,25

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

Forte transmissibilité de l'oxygène,¹ confort, excellent rapport qualité-prix[†] et la praticité d'une lentille cornéennes journalières.

clariti[®] 1 day multifocal



Bonne perméabilité à l'oxygène¹
confort et excellent rapport
qualité-prix[†] en lentilles cornéennes
journalières.

Calendrier de port
Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton
lot de 30

Matériau / Teneur H₂O
somofilcon A / 56%

Rayon de courbure 8,6mm

Diamètre 14,1mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Oui

Teinte de visibilité Non

Puissance sphérique
+5,00D à -6,00D
(étapes de 0,25D)

Ajouter de la puissance
Faible :
à +2,25

Élevé :
+2,25 à +3,00

Conception
Vision simultanée

Famille Biofinity[®]

Biofinity Energys[®]



Les seules lentilles cornéennes au monde avec Digital Zone Optics™. Conçues pour la vie connectée.

Calendrier de port
Port continu
(29 nuits/30 jours)

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
comfilcon A / 48%

Rayon de courbure 8,6mm

Diamètre 14,0mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Non

Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
+8,00D à -12,00D
(étapes de 0,50D après +/-6,00D)

Conception
Asphérique
Digital Zone Optics™ lens design

Biofinity[®]



Lentilles cornéennes mensuelles haute technologie conçues pour offrir un confort longue durée et une vision performante²⁻⁴

Calendrier de port
Port continu
(29 nuits/30 jours)

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
comfilcon A / 48%

Rayon de courbure 8,6mm

Diamètre 14,0mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Non

Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
+8,00D à -12,00D
(étapes de 0,50D après +/-6,00D)

+8,50D à +15,00D
-12,50D à -20,00D
(étapes de 0,50D)

Conception
Asphérique

Biofinity® toric



La solution CooperVision pour corriger l'astigmatisme. Avec les lentilles cornéennes mensuelles Biofinity^{MD} toric, profitez d'une vision performante et d'une expérience de port de lentilles plus confortable^{2,5-6}

Calendrier de port
Port continu
(29 nuits/30 jours)

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
comfilcon A / 48%

Rayon de courbure 8,7mm

Diamètre 14,5mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Non

Teinte de visibilité Oui

Conception

Optimised Toric Lens Geometry™

Puissance sphérique
+8,00D à -10,00D
(étapes de 0,50D après +/-6,00D)

Puissance cylindrique
-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

Axe
10° à 180°
(étapes de 10°)

+20,00D à -20,00D
(étapes de 0,50D après +/-6,00D)

-0,75 à -5,75
(étapes de 0,50D)

5° à 180°
(étapes de 5°)

+8,50D à +20,00D
(étapes de 0,50D)

-0,75
-1,25
-1,75

5° à 180°
(étapes de 5°)

-10,50D à -20,00D
(étapes de 0,50D)

-2,25

Biofinity® multifocal



Lentilles cornéennes mensuelles haute technologie pour la presbytie, pour un port confortable² et une vision nette à toutes les distances⁷

Calendrier de port
Port continu
(29 nuits/30 jours)

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
comfilcon A / 48%

Rayon de courbure 8,6mm

Diamètre 14,0mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Non

Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
+6,00D à -10,00D
(par étapes de 0,50D après -6,00D)

Ajouter de la puissance
+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

Conception
Lentille D
Lentille N

Biofinity® toric multifocal



Conçues pour suivre l'évolution de votre vision.

Calendrier de port
Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
comfilcon A / 48%

Rayon de courbure 8,7mm

Diamètre 14,5mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) SiHy

Filtre UV Non

Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
+10,00 à -10,00
(par étapes de 0,50D après +/-6,00)


Puissance cylindrique
-0,75 à -5,75
(par étapes de 0,50D)

Axe
5° à 180°
(par étapes de 5°)

Ajouter de la puissance
+1,00 à +2,50
(par étapes de 0,50D)

Famille Serenity™

Serenity™



Calendrier de port
Journalière

**Paknings-
størrelser**
lot de 6

**Matériau /
Teneur H₂O**
fanfilcon A / 55%

**Rayon de
courbure** 8,5mm
Diamètre 14,5mm

**Groupe FDA (Food and
Drug Administration)** SiHy

Puissance sphérique
+8.00D to -12.00D
(0.50D steps after
+/-6.00D)


Conception
Asphérique

Filtre UV Oui

**Teinte de
visibilité** Oui

Haute performance. Valeur
exceptionnelle.

Serenity™ toric



Calendrier de port
Journalière

**Options
concernant la
taille du carton**
lot de 6

**Matériau /
Teneur H₂O**
fanfilcon A / 55%

**Rayon de
courbure** 8,5mm
Diamètre 14,5mm

**Groupe FDA (Food and
Drug Administration)** SiHy

Puissance sphérique
-10.00D to +8.00D

**Puissance
cylindrique**
-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

Axe
10° to 180°
(étape de 10°)

Filtre UV Oui

**Teinte de
visibilité** Oui

Haute performance. Valeur
exceptionnelle.

Brilliant Futures™ avec le programme de gestion de la myopie MiSight®

Brilliant Futures™ avec le programme de gestion de la myopie MiSight®



Calendrier de port
Journalière

**Options
concernant la
taille du carton**
lot de 30

**Matériau /
Teneur H₂O**
omafilcon A / 60%

**Rayon de
courbure** 8,7mm
Diamètre 14,2mm

**Groupe FDA (Food and
Drug Administration)** 2

Puissance sphérique
-6.00D to -0.25D
(0.25D steps)

Filtre UV Non

**Teinte de
visibilité** Oui

Les lentilles cornéennes jetables
journalières adaptées aux enfants
sont indiquées pour ralentir la
progression de la myopie chez les
enfants.⁸

Famille Proclear[®]

Proclear[®] 1 day



Vision claire[†], facilité d'utilisation et confort, pour les porteurs de lentilles cornéennes qui souffrent de sécheresse oculaire.

Calendrier de port

Usage unique

Options concernant la taille du carton

lot de 30
lot de 90

Matériau / Teneur H₂O

omafilcon A / 60%

Rayon de courbure

8,7mm

Diamètre

14,2mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration)

2

Filtre UV

Non

Teinte de visibilité

Oui

Puissance sphérique

+8,00D à -12,00D
(étapes de 0,50D après -6,00D et +5,00D)

Conception

Asphérique

Proclear[®] 1 day multifocal



Praticité et confort pour les porteurs de lentilles cornéennes multifocales qui souffrent de sécheresse oculaire.

Calendrier de port

Usage unique

Options concernant la taille du carton

lot de 30
lot de 90

Matériau / Teneur H₂O

omafilcon A / 60%

Rayon de courbure

8,7mm

Diamètre

14,2mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration)

2

Filtre UV

Non

Teinte de visibilité

Oui

Puissance sphérique

+6,00D à -10,00D
(étapes de 0,50D après -6,00D)

Proclear[®]



Une vision claire[†] et confortable pour les porteurs de lentilles cornéennes qui souffrent de sécheresse oculaire.

Calendrier de port

Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton

lot de 6

Matériau / Teneur H₂O

omafilcon B / 62%

Rayon de courbure

8,2, 8,6mm

Diamètre

14,2mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration)

2

Filtre UV

Non

Teinte de visibilité

Oui

Puissance sphérique

+20,00D à -20,00D
(étapes de 0,50D après +/-6,00D)

Conception

Sphérique

Plano à -10,00D
(étapes de 0,50D après -6,00D)

Proclear® toric



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles cornéennes astigmates qui souffrent de sécheresse oculaire.

Calendrier de port

Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton

lot de 6

Matériau / Teneur H₂O

omafilcon B / 62%

Rayon de courbure

8,4, 8,8mm

Diamètre

14,4mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration)

2

Filtre UV

Non

Teinte de visibilité

Oui

Puissance sphérique

+6,00D à -8,00D
(étapes de 0,50D
après -6,50D)

Puissance cylindrique

-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

Axe

5° à 180°
(étapes de 5°)

+10,00D à
-10,00D
(étapes de 0,50D
après +/-6,50D)

-0,75 à -5,75
(étapes de
0,50D)

10° à 180°
(étapes de 10°)

Proclear® multifocal



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles cornéennes multifocales qui souffrent de sécheresse oculaire.

Calendrier de port

Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton

lot de 6

Matériau / Teneur H₂O

omafilcon B / 62%

Rayon de courbure

8,4, 8,7mm

Diamètre

14,4mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration)

2

Filtre UV

Non

Teinte de visibilité

Oui

Puissance sphérique

+6,00D à -8,00D
(étapes de 0,50D
après -6,50D)

Ajouter de la puissance

+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

Conception

Lentille D
Lentille N

+20,00D à
-20,00D
(étapes de 0,50D
après +/-6,50D)

+1,00 à +4,00
(étapes de
0,50D)

Proclear® multifocal toric



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles cornéennes multifocales astigmates et souffrant de sécheresse oculaire.

Calendrier de port

Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton

lot de 6

Matériau / Teneur H₂O

omafilcon B / 62%

Rayon de courbure

8,4, 8,8mm

Diamètre

14,4mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration)

2

Filtre UV

Non

Teinte de visibilité

Oui

Puissance sphérique

+20,00D til
-20,00D
(0,50D trinn etter
+/-6,50D)

Puissance cylindrique

-0,75 til -5,75
(0,50D trinn)

Axe

5° à 180°
(étapes de 50)

Conception

Lentille D
Lentille N

Famille Biomedics®

Biomedics® 55 Evolution



Conçues pour le confort et la performance à un prix abordable.

Calendrier de port
Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
ocufilcon D / 55%

Rayon de courbure 8,6, 8,8 8,9mm

Diamètre 14,2, 14,4mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) 4

Filtre UV Oui


Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
-0,25D à -10,00D
(étapes de 0,50D après -6,00D)

Conception
Asphérique

+0,25D à +6,00D
(étapes de 0,50D après +5,00D)

Biomedics® toric



Les lentilles cornéennes abordables pour les porteurs astigmatiques.

Calendrier de port
Port Quotidienne

Options concernant la taille du carton
lot de 6

Matériau / Teneur H₂O
ocufilcon D / 55%

Rayon de courbure 8,7mm

Diamètre 14,5mm

Groupe FDA (Food and Drug Administration) 4

Filtre UV Oui

Teinte de visibilité Oui

Puissance sphérique
+6,00D à -9,00D
comprend Plano
(étapes de 0,50D après -6,00D et +5,00D)

Puissance cylindrique
-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

Axe
10° à 180°
(10° steps)

[†] En usage quotidien.

^{*} En raison de l'optique asphérique.

¹ Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygen During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005; 82(6):467-472.

² CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.

³ CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.

⁴ CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.

⁵ CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for ASTIGMATISM contact lens over one month of wear.

⁶ CooperVision data on file, 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for astigmatism over one month of wear.

⁷ CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbyopia, AIR OPTIX® for Presbyopia and PureVision® Multi-Focal.

⁸ Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96(8):556-567.

* Les lentilles cornéennes qui bloquent les UV fournissent une protection contre les radiations UV nocives pour l'œil, mais ne remplacent pas les dispositifs oculaires de protection anti-UV, notamment les lunettes de soleil ou de sécurité avec filtre anti-UV, dans la mesure où elles ne couvrent pas l'intégralité de l'œil ou la zone alentour. Continuez à porter des lunettes avec filtre anti-UV comme indiqué par votre professionnel de la vue.

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce, marques de service, noms commerciaux, habillages commerciaux et noms de produits figurant dans le présent document sont des marques déposées et des marques commerciales de CooperVision, de ses sociétés affiliées et filiales. Les marques commerciales de CooperVision peuvent être utilisées publiquement, avec autorisation uniquement.